

Anti-Slc25A16-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16260

Artikelnummer: CM0021763

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC25A16, einen mitochondrialen Coenzym-A-Transporter, der mit Morbus Basedow in Verbindung steht. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die mitochondriale und autoimmune Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A16-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Art	Mensch
GeneID	8034
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen SLC25A16 (NP_689920.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16260
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku