

Anti-Slc25A17 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43808

Artikelnummer: CM0014372

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A17 (PMP34), validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt SLC25A17 von Mensch und Maus, einen peroxisomalen Cofaktor-Transporter. Geeignet für die Forschung zur Peroxisom-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A17 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PMP34; SLC25A17
Spezies	Mensch
GenID	10478
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem SLC25A17 (NP_006349.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43808
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eispackung