

Anti-Slc25A19 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Artikelnummer: CM0018113

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A19, ein mitochondrialer Thiaminpyrophosphat-Carrier. Geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit Reaktivität gegenüber Mensch und Maus. Nützlich für die Untersuchung von mitochondrialem Transport und damit verbundenen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A19 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60386
GenID	60386
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 des humanen SLC25A19 (NP_068380.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HC21
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel