

Kaninchen-Polykonaler Anti-Slc25A19-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Artikelnummer: CM0016781

Einführung

Kaninchen-polykonaler Antikörper gegen humanes SLC25A19 (mitochondrialer Thiaminpyrophosphat-Carrier). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Art	Mensch
GeneID	60386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen SLC25A19 (NP_068380.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HC21
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel