

Anti-Slc25A20 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043772

Artikelnummer: CM0013411

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SLC25A20, den mitochondrialen Carnitin/Acylcarnitin-Träger (CACT), gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Spezies	Mensch
GenID	788
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SLC25A20 (NP_000378.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43772
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel