

Anti-Slc25A20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43772

Artikelnummer: CM0028145

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC25A20 (CAC/CACT), validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch und Ratte. Zielt auf den mitochondrialen Carnitin/Acylcarnitin-Transporter ab, der für die Fettsäureoxidation essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	788
Gen-ID	788
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-301 von menschlichem SLC25A20 (NP_000378.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43772
Proteinmasse	33kDa
Versand	Eisbeutel