

Anti-Slc25A21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqt8

Artikelnummer: CM0022132

Einführung

SLC25A21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschlichen und Ratten-mitochondrialen 2-Oxodicarboxylat-Transporter (ODC), 33 kDa. Ideal für Forschung zu metabolischem Transport und Lysinkatabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A21 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
Art	Mensch
GenID (Mensch)	89874
GenID	89874
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 148-247 von menschlichem SLC25A21 (NP_085134.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BQT8
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel