

Anti-Slc25A23 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Artikelnummer: CM0015715

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen SLC25A23, einen mitochondrialen ATP-Mg/Pi-Carrier, der den Pool an Adeninnukleotiden und die Calciumaufnahme reguliert. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen, Maus- und Rattenproben (52 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A23-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des menschlichen SLC25A23 (NP_077008.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV35
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku