

Anti-Slc25A24-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nuk1

Artikelnummer: CM0016563



Einführung

SLC25A24 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den mitochondrialen ATP-Mg/Pi-Träger SCaMC-1 (53 kDa). Ideal für Studien zum mitochondrialen Nukleotidtransport und zur Kalzium-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APC1; SCaMC1; SCaMC-1; SLC25A24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29957
GenID	29957
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem SLC25A24 (NP_037518.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NUK1
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel