

Anti-Slc25A26-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q70Hw3

Artikelnummer: CM0020841

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A26, geeignet für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Zielprotein ist das mitochondriale S-Adenosylmethionin-Transportprotein für Untersuchungen zur Methylierung und zum Transport.
Molekulargewicht: 29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A26-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Art	Mensch
GeneID	115286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-185 des humanen SLC25A26 (NP_775742.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q70HW3
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlpack