

Anti-Slc25A27-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 095847

Artikelnummer: CM0013329

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SLC25A27 (UCP4) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zur mitochondrialen Entkopplung und zum metabolischen Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UCP4; SLC25A27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9481
GenID	9481
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von menschlichem SLC25A27 (NP_004268.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095847
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel