

Anti-Slc25A38 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Dw6

Artikelnummer: CM0013515

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen das humane SLC25A38, einen mitochondrialen Glycintransporter, der an der Häm-Biosynthese beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung zu Erythropoese und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A38 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIDBA2; SLC25A38
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54977
GeneID	54977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen SLC25A38 (NP_060345.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96DW6
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku