

Anti-Slc25A39 Poliklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Bzj4

Artikelnummer: CM0020108

Einführung

Anti-SLC25A39 Kaninchen-poliklonale Antikörper für WB, IF-P und ELISA Anwendungen, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf mitochondrialen Glutathiontransporter, nützlich für Redoxbiologie und Erythropoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A39 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51629
GeneID	51629
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-250 des menschlichen SLC25A39 (NP_001137252.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZJ4
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel