

Anti-Slc25A43 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wut9

Artikelnummer: CM0018624

Einführung

Anti-SLC25A43 kaninchenpolyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches Solute Carrier Family 25 Member 43, einen Transporter der inneren Mitochondrienmembran. Ideal für Studien zum mitochondrialen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	slc25a43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLC25A43; slc25a43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	203427
GenID	203427
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem slc25a43 (NP_660348.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WUT9
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel