

Anti-Slc25A4/Ant1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12235

Artikelnummer: CM0013982

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC25A4/ANT1 (ADP/ATP-Translokase 1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des ADP/ATP-Transports, der mitochondrialen Entkopplung und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A4/ANT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	291
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12235
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel