

Anti-Slc26A11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wa9

Artikelnummer: CM0022314

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC26A11 (natriumunabhängiger Sulfatanionentransporter), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Studien zu Niere, Gehirn und Transportbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC26A11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SLC26A11
Art	Mensch
Gen-ID	284129 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 des humanen SLC26A11 (NP_001159819.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q86WA9
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Icebag