

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Slc26A2-Antikörper Für Wb Und Elisa - P50443

Artikelnummer: CM0018261



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC26A2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Sulfattransports und von Entwicklungsstörungen des Knorpels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC26A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1836
GeneID	1836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-111 des humanen SLC26A2 (NP_000103.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50443
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Kühlakku