


Anti-Slc26A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40879

Artikelnummer: CM0028685



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen SLC26A3 (DRA/CLD), einen Chlorid-Bikarbonat-Austauscher. Validiert für Western Blot und ELISA; nützlich für die Darmkrebs- und Ionentransportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC26A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLD, DRA, SLC26A3
Spezies	Mensch
Gen-ID	1811
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 505-764 von menschlichem SLC26A3 (NP_000102.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40879
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel