


## Anti-Slc26A9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Lbe3

Artikelnummer: CM0019285



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC26A9, einen Ionentransporter und Chloridkanal. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung des respiratorischen und epithelialen Transports.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC26A9-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | SLC26A9                                                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 115019                                                                                                                   |
| GeneID            | 115019                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 500-660 des humanen SLC26A9 (NP_443166.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                             |
| SWISS             | Q7LBE3                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 87 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |