

Anti-Slc27A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Artikelnummer: CM0017050

Einführung

SLC27A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie das Langkettige-Fettsäure-Transportprotein 1 im Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC27A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	376497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 510-646 des menschlichen SLC27A1 (NP_940982.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6PCB7
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel