

Anti-Slc27A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14975

Artikelnummer: CM0014083

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen SLC27A2 (FATP2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Fettsäuretransport und -stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC27A2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11001
Gen-ID	11001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 290-573 des menschlichen FATP2 (NP_003636.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14975
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel