

Anti-Slc27A6 Polyklonales Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Artikelnummer: CM0021963

Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen SLC27A6 / FATP6 für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Nachgewiesen wird humanes und murines SLC27A6, ein Langkettfettsäuretransporter und Acyl-CoA-Ligase mit 70 kDa. Ideal für Herz-, Plazenta- und Nebennierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC27A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; Solute carrier-Familie 27 Mitglied 6
Spezies	Mensch
GenID	28965
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 506-600 des menschlichen SLC27A6 (NP_054750.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2P4
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel