

Anti-Slc27A6 Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2P4

Artikelnummer: CM0026434

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen SLC27A6 (FATP6), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Wird in der Erforschung von Fettsäuretransport und -stoffwechsel verwendet. UniProt Q9Y2P4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC27A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28965
GenID	28965
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 370-619 des menschlichen SLC27A6 (NP_054750.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2P4
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel