

Anti-Slc28A2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb & Elisa - O43868

Artikelnummer: CM0022982

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SLC28A2 (CNT2), geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Purinnukleosid-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC28A2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9153
Gen-ID	9153
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des humanen SLC28A2 (NP_004203.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43868
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel