


Anti-Slc28A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Has3

Artikelnummer: CM0018177



Einführung

SLC28A3-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für Western Blot und ELISA validiert wurde und den konzentrativen Nukleosidtransporter 3 des Menschen und der Maus nachweist, einen natriumabhängigen Nukleosidtransporter, der am Arzneimitteltransport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC28A3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CNT3; SLC28A3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64078
Gen-ID	64078
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 612-691 des menschlichen SLC28A3 entspricht (NP_071410.1).)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HAS3
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku