


Anti-Slc29A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99808

Artikelnummer: CM0016086



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC29A1/ENT1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Nukleosidtransport und Equilibrativ-Transportern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC29A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AUG; ENT1; SLC29A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2030
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem SLC29A1 (NP_001071645.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99808
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel