

Anti-Slc29A3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzd2

Artikelnummer: CM0016793

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC29A3/ENT3. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zielt auf den Nukleosidtransporter ab, der am Salvage-Wege von Purinen/Pyrimidinen in Lysosomen und Mitochondrien beteiligt ist. Für Forschung zu Nukleosidmetabolismus und Makrophagen-Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC29A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55315
GeneID	55315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1–110 von humanem SLC29A3 (NP_060814.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZD2
Proteinmolekulargewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel