

## Anti-Slc2A13 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Qe2

Artikelnummer: CM0030728

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SLC2A13 (HMIT), einen Protonen-myo-Inositol-Cotransporter, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für Neurowissenschafts- und Transporterforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC2A13 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | HMIT; SLC2A13                                                                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 114134                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 564-648 des menschlichen SLC2A13 (NP_443117.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | Q96QE2                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 70kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |