

Anti-Slc2A4Rg Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr83

Artikelnummer: CM0022053



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-SLC2A4RG-Antikörper für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung von GLUT4- und Huntington-Krankheits-Genregulationsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC2A4RG Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	56731
GeneID	56731
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-200 des menschlichen SLC2A4RG (NP_064446.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NR83
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel