

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Slc2A5 (Glut5)-Antikörper Für Wb, Elisa - P22732

Artikelnummer: CM0015643

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SLC2A5 (GLUT5), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für Forschung an Fructosetransportern und metabolische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC2A5 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6518
GenID	6518
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SLC2A5 (NP_003030.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22732
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eispackung