


Anti-Slc2A9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nrm0

Artikelnummer: CM0017306



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC2A9 (GLUT9/URATv1), einen Harnsäure-Transporter mit hoher Kapazität. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Harnsäuretransport, Nierenfunktion und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC2A9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
Spezies	Mensch
GeneID (human)	56606
GeneID	56606
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 429-529 von humanem SLC2A9 entspricht (NP_064425.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NRM0
Protein-Gewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel