

## Anti-Slc30A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M5

Artikelnummer: CM0025046



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC30A1/Zinktransporter 1, für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Untersuchung von Zink-/Kalziumtransport, Cuproptose und Schutz vor Schwermetalleinstrom. Optimiert für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC30A1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Anmerkungen/Alias | ZNT1; ZRC1; SLC30A1                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 7779                                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 328-507 von menschlichem SLC30A1 entspricht (NP_067017.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q9Y6M5                                                                                                                      |
| Proteinmasse      | 55 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |