

Anti-Slc30A6 (Zinktransporter 6), Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Nxt4

Artikelnummer: CM0017952

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SLC30A6 (ZNT6), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt den Zinktransporter 6 von Mensch, Maus und Ratte mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 51 kDa. Geeignet für die Forschung zur Zinkhomöostase und zum sekretorischen Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC30A6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55676
GeneID	55676
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 252–461 des humanen SLC30A6 (NP_060434.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NXT4
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku