

Anti-Slc31A1-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O15431

Artikelnummer: CM0017400



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC31A1 (CTR1, Kupfertransporter 1). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die Kupferstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC31A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1317
Gen-ID	1317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-60 von humanem SLC31A1 (NP_001850.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15431
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel