

Anti-Slc31A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15432

Artikelnummer: CM0020058

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines Slc31a2 (Kupfertransporter CTR2). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Erforschung des Kupfertransports. Humanes SWISS: O15432.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Slc31a2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CTR2; Slc31a2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	1318
GeneID	20530
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des murinen Slc31a2 (NP_001277447.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O15432
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku