

Anti-Slc32A1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Western Blot - Q9H598

Artikelnummer: CM0028051

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SLC32A1 (VGAT/VIAAT), geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von inhibitorischer Neurotransmission und Beladung synaptischer Vesikel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC32A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VGAT, VIAAT, SLC32A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	140679
GenID	140679
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-525 von humanem SLC32A1 (Q9H598) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H598
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel