

Anti-Slc32A1/Vgat Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H598

Artikelnummer: CM0014578

Einführung

SLC32A1/VGAT Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt den vesikulären inhibitorischen Aminosäure-Transporter von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung inhibitorischer Neurotransmission.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC32A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	140679
GeneID	140679
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem SLC32A1 (NP_542119.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H598
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel