

Anti-Slc34A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06495

Artikelnummer: CM0027617

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC34A1 (NaPi-2a), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SLC34A1. Ideal für die Untersuchung des Phosphattransports in renalen Bürstensaummembranen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC34A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Spezies	Human
GeneID (human)	6569
GeneID	6569
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 562-639 von humanem SLC34A1 (NP_003043.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06495
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel