

Anti-Slc34A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06495

Artikelnummer: CM0018377

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC34A1 (NaPi-2a), validiert für WB und ELISA. Erkennt den renalen Natrium-Phosphat-Cotransporter von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Phosphattransport und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC34A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6569
Gen-ID	6569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 562-639 von menschlichem SLC34A1 (NP_003043.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06495
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel