

Anti-Slc34A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95436

Artikelnummer: CM0026088

Einführung

SLC34A2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des natriumabhängigen Phosphattransports in Alveolartyp-II-Zellen der Lunge.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC34A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10568
GenID	10568
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 234-362 des menschlichen SLC34A2 (NP_001171469.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95436
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel