

Anti-Slc34A3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb/Elisa - Q8N130

Artikelnummer: CM0018151

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC34A3 (NaPi-2c, NPT2C), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Ratten-Nierenproben. Nützlich für die Erforschung des renalen Phosphattransports und von HHRH.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLC34A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HHRH; NPT2C; NPTIc; SLC34A3
Spezies	Human
GeneID (Human)	142680
GeneID	142680
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-117 von humanem SLC34A3 (NP_543153.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N130
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel