

Anti-Slc35A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78382

Artikelnummer: CM0014369

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SLC35A1 (CMP-Sialinsäure-Transporter) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu Glykosylierung und Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	SLC35A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10559
Gen-ID	10559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem SLC35A1 (NP_006407.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P78382
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel