

Anti-Slc35A2 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P78381

Artikelnummer: CM0029066

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC35A2 (UDP-Galaktose-Translokator). Validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Glykosylierung und Golgi-Transport. - P78381.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC35A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
Spezies	Mensch
GenID	7355
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-242 des menschlichen SLC35A2 (NP_001027460.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78381
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel