

Anti-Slc35D3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5M8T2

Artikelnummer: CM0023235

Einführung

SLC35D3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (Gen-ID: 340146), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes SLC35D3, einen wahrscheinlichen UDP-Glucose-Transporter, der an der Funktion synaptischer Vesikel und Autophagie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC35D3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRCL1; SLC35D3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	340146
Gen-ID	340146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-390 von humanem SLC35D3 (NP_001008783.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q5M8T2
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche