


Anti-Slc37A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43826

Artikelnummer: CM0017048



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SLC37A4 (G6PT) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Forschung zu Glukosehomöostase und Glykogenspeicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC37A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2542
GenID	2542
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 330-429 von menschlichem SLC37A4 (NP_001458.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43826
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel