

Anti-Slc39A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np94

Artikelnummer: CM0021225

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC39A2 (ZIP2), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Geeignet für Zinktransportstudien und Keratinozyten-Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC39A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	29986
GeneID	29986
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SLC39A2 (NP_055394.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NP94
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche