

Anti-Slc39A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Artikelnummer: CM0028349

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC39A4 (ZIP4), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zinktransporter, der für die Nahrungszinkaufnahme essentiell ist; ideal für die Zinkstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC39A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Spezies	Mensch
GeneID	55630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-327 von humanem SLC39A4 (NP_570901.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P5W5
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistasche