

## Anti-Slc39A6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13433

Artikelnummer: CM0025608

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC39A6 (ZIP6/LIV-1), einen Zinktransporter, der an der EMT beteiligt ist. Validiert für Western Blot (85 kDa) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Krebs, Immunologie und Zinkhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | SLC39A6 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6                                                                                                        |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                            |
| GeneID             | 25800                                                                                                                             |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-320 von humanem SLC39A6 (NP_001092876.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS              | Q13433                                                                                                                            |
| Proteinmasse       | 85kDa                                                                                                                             |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                         |