

Anti-Slc39A7 (Zip7) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92504

Artikelnummer: CM0029798



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SLC39A7 (ZIP7), einen ER/Golgi-Zinktransporter, der für die Zinkhomöostase, die B-Zell-Entwicklung und die Zellsignalübertragung entscheidend ist. Validiert für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC39A7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 235-380 des humanen SLC39A7 entspricht (NP_008910.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92504
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel