

Anti-Slc39A8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9C0K1

Artikelnummer: CM0024087

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC39A8 (ZIP8), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zink/Mangan-Transport, Immunregulation und Metallhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC39A8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
Spezies	Human
GeneID (Human)	64116
GeneID	64116
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem SLC39A8 (NP_071437.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9C0K1
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eistasche